


機械器具 58 整形用機械器具  
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント 41059000  
**ミニダイヤモンド ブラケット**

再使用禁止


**【禁忌・禁止】**

- ・ 本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・ 再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**



ディンプル(歯頸部): 上顎: 無色、下顎: 赤色



スロット幅: 0.46mm(.018インチ)、0.56mm(.022インチ)

上顎	トルク	アンギュレーション	MD(mm)	イン・アウト(mm)
中切歯	0°	0°	3.8	0.8
	+7°	+5°	3.8	0.8
	+14°	+5°	3.8/3.4	0.8
	+22°	+5°	3.8/3.4	0.8
側切歯	0°	0°	3.1	1.0
	0°	+8°	3.1	1.0
	+3°	+8°	3.1	1.0
	+14°	+8°	3.1/2.7	0.8
側切歯 側切歯フック付	+7°	+8°	3.1	1.0
			2.7	0.8
犬歯	0°	0°	3.4	0.5
			3.4	0.5
犬歯 犬歯フック付	-7°	+10°	3.4	0.5
			3.4	0.5
			3.4	0.5
犬歯フック付(MG)	+7°	+10°	3.4	0.5
犬歯/小臼歯、 犬歯/小臼歯フック付	0°	+10°	3.2	0.5
			3.2	0.5
小臼歯/G-0	-7°	0°	3.2	0.5
小臼歯フック付/G-0	-11°	0°	3.2	0.5
小臼歯/G-0	0°	0°	3.2	0.5
下顎	トルク	アンギュレーション	MD(mm)	イン・アウト(mm)
前歯	-6°	0°	2.3	1.2
			2.3	1.2
			2.3	1.2
			2.3	1.2
犬歯 犬歯フック付	-11°	+6°	3.2	0.4
			3.2	0.4
			3.2	0.4
犬歯 犬歯フック付(MG)	+7°	+5°	3.2	0.4
第1小臼歯/G-0	-17°	0°	3.2	0.5
第1小臼歯フック付/G-0	-11°	0°	3.2	0.5
第2大臼歯/G-0	-22°	0°	3.2	0.5
第2小臼歯フック付/G-0	-17°	0°	3.2	0.5

・ MG: 近心側

・ MD: ブラケットの幅

・ G-0: ジンジバルオフセットも有り

・ パーチカルスロット付

上顎	トルク	アンギュレーション	MD(mm)	イン・アウト(mm)
中切歯	+14°	+5°	3.4	0.8
側切歯	+7°	+8°	2.7	1.1
犬歯 犬歯フック付	0°	+10°	3.2	0.6
小臼歯/G-0	-7°	0°	3.2	0.6
		0°	3.2	0.6
下顎	トルク	アンギュレーション	MD(mm)	イン・アウト(mm)
前歯	-1°	0°	2.3	1.3
犬歯 犬歯フック付	-7°	+6°	3.2	0.6
第1小臼歯/G-0	-11°	0°	3.2	0.6
第2小臼歯/G-0	-17°	0°	3.2	0.6

・ MG: 近心側

・ MD: ブラケットの幅

・ G-0: ジンジバルオフセットも有り

原材料: ステンレス鋼

- ・ ブラケット: Cr 15.5~17.5%, Ni 3.0~5.0%, Cu 3.0~5.0%, その他 (C, Mn, P, S, Si, Nb+Ta)5% 以下, Fe 残余
- ・ パッド: Cr 16.0~18.0%, Ni 10.0~14.0%, Mo 2.0~3.0%, その他 (C, Mn, P, S, Si, Cu)5% 以下, Fe 残余
- ・ フック: Cr 17.0~19.0%, Ni 8.0~10.0%, その他 (C, Mn, P, S, Si, Se)5% 以下, Fe 残余

**【使用目的又は効果】**

歯列矯正に用い、矯正用ワイヤーを保持する。

**【使用方法等】**

1. 患者に合ったブラケットを選択する。
2. ダイレクトボンド用接着材の使用法に従い、ブラケットを歯面に接着固定する。
3. 接着材が十分に硬化した後、スロット部にワイヤー(矯正用線)を通す。
4. 金属製結紮線、エラスティックモジュール等を用い、ブラケットにワイヤーを固定する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

1. 油脂等により、適切な接着力が得られなくなるので、ボンディングベースを直接手でさわらないこと。
2. 接着材が十分に硬化してからワイヤーを装着すること。

**【使用上の注意】**

[重要な基本的注意]

- 1) 本製品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 2) 使用されるダイレクトボンド用接着材の種類、接着手順の不備等によっては装着中に脱落することがあるので、脱落した場合は、直ちに医師の診断を受けさせること。

[不具合・有害事象]

有害事象  
掌蹼膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがあります。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

[耐用期間]

製造から5年間[自己認証（製造元データ）による]

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社  
連絡先 : 03-6859-0065  
製造業者 : オームコ社 (Ormeo Corporation)  
国名 : アメリカ (U.S.A.)