

効率的で精度の高い治療のために KaVo エキスパートシリーズ 新発売!!

New KaVo *Expert Series*
本物がわかるエキスパートはその価値を知っている

KaVo エキスパートトルク (タービン)
KaVo エキスパート マティック (コントラングル)

高い耐久性
高いトルク
静粛性



KaVo エキスパート マティック E25L
(5倍速コントラ ライト付)



高品質で優れた費用対効果

- 1 信頼の18ヵ月保証
- 2 ステンレススチールヘッドの採用で
耐久性・耐衝撃性が向上
- 3 KaVoの特許であるヘッド角100°、グリップ角19°により
臼歯部へのアクセスがより容易に(タービン)
- 4 交換可能なスプレー水フィルター
(タービン、5倍速コントラ)
- 5 新グリップ「エキスパートグリップ」により
なめらかな表面でより衛生的に

販売名: エキスパートトルク 一般的名称: 歯科用ガス圧式ハンドピース 管理医療機器、特定保守管理医療機器 認証番号223AIBZX00038000
販売名: エキスパートマティック 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース 管理医療機器、特定保守管理医療機器 認証番号223AIBZX00039000

トライ! カボ キャンペーン 実施中

キャンペーン期間
ハンドピース 2012年 9月20日(木)まで

<http://www.kavo.jp>



KaVo. Dental Excellence.

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

東京本社 〒140-0001東京都品川区北品川4-7-35 Tel:03-6866-7480 Fax:03-6866-7481 大阪本社 〒541-0043大阪市中央区高麗橋4-5-2 Tel:06-7711-0450 Fax:06-7711-0451
札幌営業所 TEL:011-716-4694・仙台営業所 TEL:022-772-7375・名古屋営業所 TEL:052-238-1146・福岡営業所 TEL:092-441-4516

<http://www.kavo.jp>