

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用ステッキワックス 70895000

ステッキワックス

【形状・構造及び原理等】

形状：スティック状
色：ライトオレンジ

原材料：ダンマルゴム、マイクロクリリン、パラフィンワックス、その他

【使用目的又は効果】

本品は仮着用ワックスであり、歯科技工物を作製するために用いる。

【使用方法等】

適量を軟化させ、石膏模型等の破損部分を固定、仮着する。又は金属、補綴物等のろう着時に仮着する。

【使用上の注意】

- 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 高温となる場所（暖房器具の近く、直射日光のあたる場所など）に放置しないこと。
- 25℃以下の場所で保管すること。
- 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- 火気厳禁の場所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。

〔有効期間〕

- 36ヶ月〔自己認証（製造元データ）による〕
使用期限は、包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先：03-6866-7272
製造業者：スポファデンタル（SpofaDental a.s.）
国名：チェコ共和国（Czech Republic）