

歯面ポリッシングパッケージ

キャンペーン期間
2021年6月21日~9月20日



PMTc用減速コントラ



PMTc用ペースト



PMTc用ラバーカップ

さらに
ダッペンカップを
セット販売

パッケージ購入が
断然お得!!

クリニックチューブ 一般医療機器 歯面研磨材 医療機器製造販売届出番号:27B1X00149103600
プロフィーカップ 一般医療機器 歯磨カップ 医療機器製造販売届出番号:27B1X00149112300
プロフイマンドレル 一般医療機器 歯科用マンドレル 医療機器製造販売届出番号:27B1X00149103400
スマートマティック 管理医療機器 特定保守管理医療機器 ストレートギアードコントラアングル
医療機器認証番号:229AIBZX00035000

製品の詳細につきましてはカタログおよび、カボウェブサイトをご覧ください。

S31 ポリッシングパッケージ 標準価格 ~~70,000~~円



■スマートマティック
プロフィー S31 **1本**
KaVo smart
series

チャック方式	スナップオン/ スクリュウイン
回転	360°回転
減速比	8:1
ライト	ライトなし
注水機能	注水なし

■プロフィーカップ **120個** NEW

スクリュウ ソフト ラミネートライトグレー	
スクリュウ ハード ラミネートダークグレー	

30入×各2個

■クリニック
チューブ ライト
2本

香料や顔料が苦手、
アレルギーが心配な
患者さんに



■ダッペンカップ **20個**

S33 ポリッシングパッケージ 標準価格 ~~59,400~~円



■スマートマティック
プロフィー S33 **1本**
KaVo smart
series

チャック方式	スナップオン
回転	70°の反転運動
減速比	8:1
ライト	ライトなし
注水機能	注水なし

■プロフィーカップ **120個** NEW

スナップオンソフト ラミネートオークル	
スナップオンハード ラミネートオレンジ	

30入×各2個

■クリニック
チューブ ライト
2本

香料や顔料が苦手、
アレルギーが心配な
患者さんに



■ダッペンカップ **20個**



カボウェブサイト

カボデンタルシステムズ株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35
御殿山トラストタワー15F

http://www.kavo.jp
KKSAJB2106V1 KR-0249

S31ポリッシングパッケージ					
カテゴリー	伝票記載コード	製品名	個数	標準価格	ご注文数
減速比8:1、360°回転のPMTCコントラ、ラバーカップ2種、PMTCペーストを合わせたお得なセットです。	1.011.6760	スマートマティック プロフィー S31	1	70,000円	
	0.808.5028	プロフィーカップ スクリュー ソフトラミネート ライトグレー 30入	2		
	0.808.5029	プロフィーカップ スクリュー ハードラミネート ダークグレー 30入	2		
	0.808.4972	クリニック チューブ ライト (無味無着色)	2		
	セット販売専用	ダッペンカップ (ペースト用カップ)	20		

S33ポリッシングパッケージ					
カテゴリー	伝票記載コード	製品名	個数	標準価格	ご注文数
減速比8:1、70°反転運動のPMTCコントラ、ラバーカップ2種、PMTCペーストを合わせたお得なセットです。	1.011.6800	スマートマティック プロフィー S33	1	59,400円	
	0.808.5032	プロフィーカップ スナップオン ソフトラミネート オークル 30入	2		
	0.808.5033	プロフィーカップ スナップオン ハードラミネート オレンジ 30入	2		
	0.808.4972	クリニック チューブ ライト (無味無着色)	2		
	セット販売専用	ダッペンカップ (ペースト用カップ)	20		

カテゴリー	伝票記載コード	製品名	標準価格	-
PMTC用減速コントラ	1.011.6760	スマートマティック プロフィー S31	55,000円	※単品をご注文の場合は販売店ご担当者様へご用命ください
	1.011.6800	スマートマティック プロフィー S33	48,000円	
ラバーカップ	0.808.5028	プロフィーカップ スクリュー ソフトラミネート ライトグレー 30入	1,800円	
	0.808.5029	プロフィーカップ スクリュー ハードラミネート ダークグレー 30入	1,800円	
	0.808.5027	プロフィーカップ スクリュー ソフトリブ ターコイズ 30入	1,800円	
	0.808.5037	プロフィーカップ ラッチ ソフトラミネート ライトグリーン 30入	2,400円	
	0.808.5038	プロフィーカップ ラッチ ハードラミネート フォレストグリーン 30入	2,400円	
	0.808.5034	プロフィーカップ ラッチ ソフトリブ ピンク 30入	2,400円	
	0.808.5035	プロフィーカップ ラッチ ハードリブ マジェンダ 30入	2,400円	
	0.808.5030	プロフィーカップ スクリュー ソフトポイント ティール 30入	1,800円	
	0.808.5031	プロフィーカップ スクリュー ソフトスパイラル バイオレット 30入	2,400円	
	0.808.5036	プロフィーカップ ラッチ ナイロンブラシ付ハード ホワイト 30入	6,000円	
	0.808.5032	プロフィーカップ スナップオン ソフトラミネート オークル 30入	900円	
PMTC用ペースト	0.808.5033	プロフィーカップ スナップオン ハードラミネート オレンジ 30入	900円	
	0.808.4973	クリニック チューブ ベリー	3,900円	
	0.808.4970	クリニック チューブ ベパーミント	3,900円	
	0.808.4971	クリニック チューブ グリーンアップル	3,900円	
	0.808.2340	クリニック チューブ ベパーミント (フッ素なし)	3,900円	
開口器	0.808.4972	クリニック チューブ ライト (無味無着色)	3,900円	
	0.808.1032	オブチビュー スタンダード	8,800円	
	0.808.1034	オブチビュー スモール	8,800円	

歯科医院名		ご注文日	
お名前		ディーラー名	ササキ株式会社
ご住所		本支店名	
電話番号		担当者	