

カー製品

キャンペーン期間:2021年10月21日~12月20日

審美充填応援キャンペーン

ご好評の CR 充填関連製品を期間限定の特別価格でご提供させていただきます。
この機会にぜひ、お試しください。


※掲載価格は全て標準価格です。キャンペーン価格につきましては、お取り引き歯科材料店様にお問い合わせ願います。

充填

ハーモナイズ / ナノハイブリッドコンポジットレジン

ナノフィラー技術による高い強度を有し、器具離れが良く、充填・賦形が容易で、安定した形態を実現。天然歯のような光拡散性により、残存歯質・隣在歯と調和します。保険適用

天然歯のような
バランスのとれた
光拡散性を実現



短い波長の拡散

長い波長の反射



アドバンスキット



トライアルキット



ハーモナイズの使い方、
臨床レポートをチェック



品目コード	商品名	内容・標準価格
36631	ハーモナイズ トライアルキット	2g シリンジ × 4本 エナメル: A2, A3 デンチン: A3, A3.5 5,600円

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号: 229ADBZ00052000

品目コード	商品名	内容・標準価格
36635	ハーモナイズ アドバンスキット	4g シリンジ × 8本 エナメル: A2, A3 デンチン: A2, A3, A4 インサイザル トランスルーセント: アンバー, クリア, グレー 22,400円

接着

オプチボンド eXTRa / 2液性ボンディング材

2液性ボンディングシステムの強力な接着力と薄い被膜厚さ(約5 μ m)を両立、前歯審美充填にお勧め。直接法、間接法対応。



品目コード	商品名	内容	標準価格
36658	ボトルキット	プライマー 5mL: 1本 アドヒーズ 5mL: 1本 アプリケーションチップ: 50本 分取皿: 25枚	15,000円

管理医療機器 歯科用象牙質接着材 医療機器認証番号: 301ADBZ00004000

カー製品

キャンペーン期間:2021年10月21日~12月20日

審美充填応援キャンペーン

※掲載価格は全て標準価格です。キャンペーン価格につきましては、お取り引き歯科材料店様にお問い合わせ願います。

接着

ゲルエッチャント / ゲルタイプリン酸エッチング材

塗布した部分でしっかり留まる程よい粘度、高い視認性。
セレクトタイプリン酸エッチングに適した物性です。

リン酸:37.5%含有 エッチング時間:15秒

品目コード	商品名	内容	標準価格
31297	ゲルエッチャント	ゲルエッチャント 3g:3本 ディスプレイブルチップ:30本	7,000円





管理医療機器 歯科用エッチング材 医療機器認証番号:224ADBZX00284000

隔壁

ルーシーウェッジ クラシックソフト / マトリックスウェッジ

コストパフォーマンスに優れたフィンの無いタイプのルーシーウェッジです。
隣接部に差し込み歯間分離・マトリックスの固定を行います。
また、光照射器の光を拡散し、光が届きにくい部分の重合を施します。



品目コード	商品名	内容	標準価格
790S	ルーシーウェッジ ソフト アソート	ウルTRASリム 100本、 スモール、ミディアム 各50本	13,000円

一般医療機器 歯科用マトリックスウェッジ
医療機器製造販売届出番号:27B1X00149100700


研磨

ハイラスタープラス ポリッシング ミニキット / CR研磨キット

グロスポリッシャー、ダイヤポリッシャーと
オブチディスクのお得な導入向け
CR研磨キットです。



●オブチディスク (12.6mm) 各5枚



●オブチディスク用マンドレル レギュラー...2本 / ショート...1本

品目コード	商品名	標準価格
5100	ハイラスタープラス ポリッシング ミニキット	4,700円

一般医療機器 歯科用研磨器材 医療機器製造販売届出番号:27B1X00149101100

研磨

ラスターペースト / CR研磨ペースト

酸化アルミニウムを配合したCR仕上げ研磨用ペーストです。
飛び散りにくいペーストにより、短時間で美しい研磨面を得ることができます。

品目コード	商品名	標準価格
20195	ラスターペースト / 6mL	4,300円



一般医療機器 歯科用研削材料 医療機器製造販売届出番号:27B1X00039107400

関連製品のご紹介

※キャンペーン対象外です

ラバーダム

オプチダム / 3Dラバーダムシステム

口腔に合わせた無理の無い形状により、ラバーダムのテンションは弱く、過度の力を生じません。ラバーダムはエアロゾル、飛沫感染対策としても効果的です。

CHECK!

オプチダムの使い方、臨床レポートをチェック



白歯用



セット内容 オプチダム白歯用 フレーム 10枚 1本

前歯用



セット内容 オプチダム前歯用 フレーム 10枚 1本

●オプチダム白歯用 イントロキット

品目コード	商品名	標準価格
5200	オプチダム白歯用 イントロキット	2,500円
5201	オプチダム白歯用 (30枚入) 単品	6,000円

一般医療機器 歯科用ラバーダム防湿キット 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149100600

●オプチダム前歯用 イントロキット

品目コード	商品名	標準価格
5203	オプチダム前歯用 イントロキット	2,500円
5204	オプチダム前歯用 (30枚入) 単品	6,000円

一般医療機器 歯科用ラバーダム防湿キット 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149100600

ラバーダム
クランプ

ソフトクランプ / 樹脂製ラバーダムクランプ

樹脂製のラバーダムクランプです。汎用性の高いデザインで、様々な歯冠にフィットし、サイズ別のクランプを揃える必要はありません。

品目コード	商品名	標準価格
5250	ソフトクランプ 5個入	7,500円

一般医療機器 歯科用ラバーダムクランプ 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149103700



隔壁

アダプトセクショナル マトリックス / 隣接面用マトリックス

CR充填の隣接面用マトリックスで、3次元的な豊隆が付与されており、隣接面形態を容易に再現します。ブルータイプは窩洞部とマトリックスのコントラストがはっきり見やすくなっています。 厚さ: 50 μ m
※世界的な新型コロナウイルス感染症拡大の影響により品薄状態が続く、ご迷惑をお掛けしております。




●アダプトセクショナル マトリックス 透明 50枚入

品目コード	形態	幅	標準価格
751/50JP	モデルート 緩い豊隆	黄 5.0 mm	4,000円
752/50JP		青 6.5 mm	
753/50JP	インクリーズド 大きな豊隆	橙 5.0 mm	
754/50JP		紫 6.5 mm	

●アダプトセクショナル マトリックス ブルー 50枚入

品目コード	形態	幅	標準価格
2751/50JP	モデルート 緩い豊隆	5.0 mm	4,000円
2752/50JP		6.5 mm	
2753/50JP	インクリーズド 大きな豊隆	5.0 mm	
2754/50JP		6.5 mm	



一般医療機器 歯科用マトリックスバンド 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149103900

Kerrオンライン製品説明会のご案内

WEB上で簡単に画面共有・
分かりやすく製品説明

ご施設やご自宅からPC等の通信環境でご参加いただけます

掲載商品について、もう少し詳しく知りたい方や使い方など、弊社スタッフがオンラインで分かりやすくご説明させていただきます。



カンタンに接続!
すぐにオンライン開始!

届いたメールのURLをクリックするだけ!

お申し込みは
こちらから

QRコードより申し込み
メールアドレス登録



<https://bit.ly/2MaQxYg>

キャンペーン
併催

オンラインセミナーのご案内

天然歯の生体模倣 - テクニック・アイテム編 -

美しく機能性に優れ、長期的に安定し、患者様に満足感を与えられるDirect Restorationを成功させるには術者の高い技量が求められます。術者の技量の向上は良好な予後やボーダーの拡大にも繋がります。これら審美と機能を両立するには天然歯の形態や構造をよく観察し、それらを模倣することが重要であり、技量向上の一番の近道と考えます。また、使用する機材の特性をよく理解し効果的に用いることで、より良い結果へ導きます。

今回のセミナーでは天然歯の生体模倣と共に、私の臨床で使用頻度が高いダイレクトボンディング関連アイテムについて、私が執筆した臨床レポート「カー製品のここがお気に入り」(カボデンタルシステムズ株式会社)に沿って、紙面でご紹介できなかった部分も含め解説いたします。ハーモナイズを用いた掲載症例(中切歯Ⅳ級)の模型を使ったデモンストレーションも行います。

セミナー内容をより深くご理解いただくため、私が執筆した臨床レポート「カー製品のここがお気に入り」(カボデンタルシステムズ株式会社)を事前に、是非、ご一読いただけたらと思います。



青島 徹児 先生

青島デンタルオフィス院長
(埼玉県入間市)
E.E(Esthetic Explorers)副会長
日本補綴歯科学会会員
日本歯科審美学会会員

2021年12月2日(木) Live配信

20:00~22:00 参加費… 無料

講演の最後にチャット入力を使った質問コーナーを設けます。その場で青島先生よりご回答いただける貴重な機会ですので、是非、ご参加ください。

※時間的制約もございますので、ご質問は限らせていただくことを予めご了承願います。



ハーモナイズを用いた掲載症例(中切歯Ⅳ級)

お申込みは Doctorbook academy の
会員登録後にサイトからお申込みください。



<https://academy.doctorbook.jp/movies/1002348>

会員登録が正式に完了していない場合には、
お申し込みができないことがあります。

臨床レポート:カー製品のここがお気に入り

青島先生が臨床で使われているカー製品のご紹介です。
下記よりダウンロードいただけます。



<https://bit.ly/3zVIR0f>

カボデンタルシステムズ株式会社HP内



パソコンから検索

ドクターブックアカデミー

Q 検索

商品のご注文は、お取引歯科材料店様までお願い致します。

Kerr製品
デジタル
カタログ

カボデンタルシステムズ株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー15F
TEL:0800-888-7480 FAX:03-6866-7273
KKSAJB2109V1 KR-0252