

## 予防治療の新しい代名詞 KaVo Kerr World of Smile

KaVo と Kerr は歯科分野においてリーディングパートナーになることを目指し、歯科診療のあらゆる領域に“Dental Excellence”をお届けします。



### KaVo と Kerr の連携が実現させる Dental Excellence

KaVo のテクノロジーと Kerr の歯科材料製品の組み合わせにより、治療前の準備から、スケーリング、歯面清掃、ポリッシング、診断に至るまで、より迅速で簡単かつ効率的な予防治療を可能にし、術者と患者さんの笑顔を実現します。

## きれいな水で PMTC KaVo 水消毒システム

KaVo プリムス 1058 Life は、水消毒システムによる衛生管理、患者さんの痛みを軽減する微温水、ハンドピースの優れたパフォーマンスを実現するなど、理想的な歯科予防治療を提供します。



### KaVo プリムス 1058 Life

- ・水消毒システムによるきれいな水による治療
- ・微温水を使用するので患者さんの痛みや負担を軽減
- ・振動が少なく高トルクのモーター回路、ハイパワーのエア回路で、衛生士の方にも使いやすく効率的
- ・人間工学に基づいたシート構造により、腰がずれずに快適な姿勢を維持

※ 製品写真にはオプション品や日本非発売の製品（カラー）が含まれています。

## 治療前の準備

- Kerr** 開口器
- 0.808.1042 オフチビュー アソートパック 4 個入 (スタンダード・スモール各2個入)
  - 0.808.1032 オフチビュー スタンダード 2 個入
  - 0.808.1034 オフチビュー スモール 2 個入

## スケーリング

- KaVo** エアースケーラー
- 1.007.1604 ソニックフレックス エアースケーラー 2008L クイック ライト付き・チップ (No.5A/6A/7A) 付き
  - 1.007.1606 ソニックフレックス エアースケーラー 2008 クイック ライトなし・チップ (No.5A/6A/7A) 付き
  - 1.005.9310 ソニックフレックス エアースケーラー 2008LX クイック ライト付き・チップなし
  - 1.005.9311 ソニックフレックス エアースケーラー 2008X クイック ライトなし・チップなし
  - 1.007.1605 ソニックフレックス エアースケーラー 2008LS クイック ライト付き・チップ (No.5A/6A/7A) 付き・シロナカブリング用
  - 1.007.0540 ソニックフレックス エアースケーラー 2008LXS クイック ライト付き・チップなし・シロナカブリング用
  - 1.000.8333 ソニックフレックス エアースケーラー 2003L ライト付き・チップ (No.5/6/7) 付き
  - 1.000.8334 ソニックフレックス エアースケーラー 2003 ライトなし・チップ (No.5/6/7) 付き
  - 1.000.4243 ソニックフレックス エアースケーラー 2003LX ライト付き・チップなし
  - 1.000.4246 ソニックフレックス エアースケーラー 2003X ライトなし・チップなし
  - 1.006.6871 ソニックフレックス エアースケーラー 2004LM ライト付き・チップ (No.5/6/7) 付き・モリタαカブリング用

## 歯面清掃 (エアポリッシング)

- KaVo** 歯面清掃器
- 1.000.4672 プロフィーフレックス 3 2018
  - 1.006.9926 プロフィーフレックス 3 2018 バイオレット

- KaVo** 歯面清掃用パウダー
- 1.010.1798 プロフィーパール ニュートラルボルトタイプ 炭酸カルシウム 250g × 4 本
  - 1.010.1826 プロフィーパール ニュートラル スティックタイプ 炭酸カルシウム 15g × 80 袋
  - 1.010.1828 プロフィーパール ミント スティックタイプ 炭酸カルシウム 15g × 80 袋
  - 1.010.1829 プロフィーパール ビーチ スティックタイプ 炭酸カルシウム 15g × 80 袋
  - 1.010.1830 プロフィーパール オレンジ スティックタイプ 炭酸カルシウム 15g × 80 袋
  - 1.010.1831 プロフィーパール カシス スティックタイプ 炭酸カルシウム 15g × 80 袋
  - 1.007.0014 プロフィーフレックス パウダー オレンジ 重炭酸ナトリウム 15g × 80 袋
  - 1.007.0015 プロフィーフレックス パウダー ベリー 重炭酸ナトリウム 15g × 80 袋
  - 1.007.0016 プロフィーフレックス パウダー チェリー 重炭酸ナトリウム 15g × 80 袋
  - 1.007.0017 プロフィーフレックス パウダー ミント 重炭酸ナトリウム 15g × 80 袋

## ポリッシング

- KaVo** プロフィー用コントラアングルハンドピース
- 1.011.6760 スマートマティック プロフィー S31 減速 8:1 スナップオン・スクリュウインタイプ ライトなし 注水なし
  - 1.011.6800 スマートマティック プロフィー S33 減速 8:1 スナップオンタイプ ライトなし 注水なし 70° 反転運動
  - 1.008.4998 エキスパートマティック E31 C 減速 5.4:1 スナップオン・スクリュウインタイプ ライトなし 注水付き
  - 1.008.1824 イントラヘッド L31 プロフィーヘッド 減速 2:1 スナップオン・スクリュウインタイプ
  - 1.009.3610 マスターマティック LUX M07L シャンク 減速 2.7:1
- Kerr** PMTC 用プロフィーペースト
- 0.808.2986 クリニック チューブ ベリー
  - 0.808.0990 クリニック チューブ ペパーミント
  - 0.808.0992 クリニック チューブ グリーンアップル
  - 0.808.2340 クリニック チューブ ペパーミント (フッ素なし)
  - 0.808.2341 クリニック チューブ ライト

- Kerr** PMTC 用ラバーカップ
- 0.808.1403 プロカップ スクリュータイプ ソフト ライトブルー、30 個入
  - 0.808.1404 プロカップ スクリュータイプ ハード ブルー、30 個入
  - 0.808.1405 プロカップ ジュニア スクリュータイプ ソフト ライトブルー、30 個入
  - 0.808.1406 プロカップ ジュニア スクリュータイプ ハード ブルー、30 個入

## 診断

- KaVo** 歯科診断用口腔内カメラ
- 1.001.9000 ダイアグノカム 2190

販売名: オフチビュー 販売名: 歯科用開口器 届出番号: 27B1X00039100500 一般医療機器  
 販売名: ソニックフレックス エアースケーラー 2008 クイック 一般名称: 歯科用エアースケーラー  
 認証番号: 224AIBZX00059000 管理医療機器 特定保守管理医療機器  
 販売名: ソニックフレックス エアースケーラー 2003 一般名称: 歯科用エアースケーラー  
 認証番号: 21500BZ00311000 管理医療機器 特定保守管理医療機器  
 販売名: ソニックフレックス エアースケーラー 2004LM 一般名称: 歯科用エアースケーラー  
 認証番号: 219AIBZX00100A01 管理医療機器 特定保守管理医療機器  
 販売名: カボ プロフィーフレックス 3 一般名称: 電動型機器接続歯面清掃用器具  
 認証番号: 21900BZX00151000 管理医療機器  
 販売名: プロフィーパール 一般名称: 歯面研磨材 届出番号: 27B1X00039000011 一般医療機器  
 販売名: プロフィーパウダー 一般名称: 歯面研磨材 届出番号: 27B1X00039000057 一般医療機器  
 販売名: スマートマティック 一般名称: ストレート・ギアードコントラアングル  
 認証番号: 229AIBZX00035000 管理医療機器 特定保守管理医療機器  
 販売名: エキスパートマティック 一般名称: ストレート・ギアードコントラアングル  
 認証番号: 223AIBZX00039000 特定保守管理医療機器  
 販売名: マスターマティック 一般名称: ストレート・ギアードコントラアングル  
 認証番号: 227AIBZX00026000 特定保守管理医療機器  
 販売名: イントラヘッド 一般名称: ストレート・ギアードコントラアングル  
 認証番号: 224AIBZX00068000 特定保守管理医療機器  
 販売名: プロカップ 一般名称: 歯磨きカップ 届出番号: 27B1X00039102200 一般医療機器  
 販売名: クリニック チューブ 一般名称: 歯面研磨材 届出番号: 27B1X00039103600 一般医療機器  
 販売名: ダイアグノカム 一般名称: 歯科診断用口腔内カメラ  
 認証番号: 225AIBZX00028000 管理医療機器  
 販売名: プリムス 1058 Life 一般名称: 歯科用ユニット  
 認証番号: 228AIBZX00014000 管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器



## カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481  
 東京支店: Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481 大阪支店: Tel.06-7711-0450 Fax.06-7711-0451  
 札幌支店: Tel.011-716-4694 Fax.011-716-4692 仙台支店: Tel.022-772-7375 Fax.022-772-7376  
 名古屋支店: Tel.052-238-1146 Fax.052-238-1567 福岡支店: Tel.092-441-4516 Fax.092-472-1844  
<http://www.kavo.jp>  
 VCPUJ1805V1 INS-081




すべては笑顔のために  
 予防治療のニーズに応えるオールラウンドなソリューション





視野を確保  
治療前の準備




### Kerr オプチビュー

口腔内へ容易かつ快適にアクセスすることができる開口器です。解剖学に基づく形状により、口唇や口角の緊張を最小限に抑え、長時間にわたる治療でも患者さんの快適性を維持します。

- ・ PPSU 樹脂製のフレームは柔軟性に優れ、脱着が容易
- ・ 排唾管の使用が容易
- ・ オートクレーブ可能 (134℃ 3分)
- ・ 2 サイズ: スタンダード (ホワイト)、スモール (ライトブルー)



優しく効率的  
スケーリング




### KaVo ソニックフレックス エアースケーラー

確実で優しい歯肉縁上および歯肉縁下での歯石除去、インプラント体のクリーニングなど幅広い症例に使用できます。振動が少ないため、痛み敏感な患者さんにも適しています。

- ・ 軽く1回ひねるだけで簡単かつ迅速にチップの交換が可能 (2008 シリーズ)
- ・ 明るく均質で最適な照度をもたらす高性能ライト (25,000 LUX)
- ・ 調節可能なパワーレベル (3 段階)
- ・ 優れた静音性とバランス



簡単かつ快適  
歯面清掃 (エアポリッシング)



### KaVo プロフィーフレックス 3

#### KaVo プロフィーパール・プロフィーパウダー

健康な歯と明るい笑顔のために必要な KaVo の歯面清掃システムには、操作性に優れた歯面清掃器と効果的な歯面清掃用パウダー (プロフィーパウダー、プロフィーパール) があります。

- ・ **KaVo プロフィーフレックス 3**  
バイオフィルムや着色を素早く効率的に除去
- ・ **KaVo プロフィーパール**  
球状の粒子が効果的でやさしくクリーニング

画像提供: 今井歯科クリニック 今井 美行 先生



光り輝くソリューション  
ポリッシング



### KaVo スマートマティック プロフィー

#### Kerr プロカップ・クリニック チューブ

KaVo と Kerr の組み合わせにより、優しくかつ効果的なポリッシングを実現します。

- ・ **KaVo スマートマティック プロフィー S31/S33**  
小型ヘッドにより優れた可視性と操作性。優れたバランスで軽量。70° の反動運動 (S33)
- ・ **Kerr プロカップ**  
螺旋状のリブによりペーストの飛散を防止、隅々まで届きやすいカップサイズ
- ・ **Kerr クリニック チューブ**  
ステイン除去から最終研磨まで行えるオールインワンタイプのプロフィーペースト

画像提供: 小池歯科医院 吉久保 典子 先生



X線フリーのカリエス検知  
診断



### KaVo ダイアグノカム

動画の撮影や予防治療終了ごとに患者さんとのコミュニケーションに最適で画期的なう蝕診断補助機器です。

- ・ X 線を使わずに画像検査に適した光を使用して、簡単に撮影が可能—小さなお子さまや妊娠中の方にも安全
- ・ 咬合面カリエス、隣接面カリエス、二次カリエスや充填物周辺のクラックを確実に検出
- ・ 患者さんにわかりやすく画像を見せて治療計画を説明することが可能