

KINKI DENTAL SHOW 2025

2025
04 / 12 (SAT)
12:00-19:00

04 / 13 (SUN)
09:00-16:00

近畿デンタルショー2025

会場: インテックス大阪 2号館

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目5-102

カボプランメカジャパンブース No.C-29 のご案内

Treatment Unit

KaVo uniQa

KaVoフラグシップクラスの主な機能をコンパクトにまとめて搭載

- 操作性のよいデジタルオペレーティング
- 標準搭載「ハイドロクリーンシステム」
- エルゴノミクスに基づいたチェア構造
- 患者さんコミュニケーション CONNECTbase
KaVoダイアグノカム Vison Full HD接続可



販売名:カボ ユニカ
一般的名称:歯科用ユニット 医療機器認証番号:304AKBZX00078000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

CT

プランメカ ProMax® 3D

世界基準のCT複合機

3D撮影だけではなく、パノラマ、バイトウィング、セファロなどの2D撮影も可能で、幅広い症例に対応したイメージング製品です



プランメカ ProMax® 3D Mid
Ø20 × 17cm



販売名:プランメカ ProMax
一般的名称:アーム型X線CT診断装置 医療機器認証番号:230ADBZI00059000

KAVO PLANMECA

Treatment Unit

エステチカ E80 Vision

インプラント・マイクロスコープ対応機種
治療ポジションを自在に調整

- インプラント用エンジンと直接接続
- チェアの水平移動・スローモーション機能で術野の容易な位置調整



背中にやさしい機器として
歯科業界で初めて
「AGR認定」マークを
取得しています。



2つの水消毒システム

販売名:カボ エステチカ E70/E80 ビジョン
一般的名称: 歯科用ユニット
医療機器認証番号: 227AIBZX00036000
管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器

※掲載の写真にはオプションが含まれています。

1:5 Contra Angle

マスターマティック LUX M25L

プレパレーションカを高める

- ヘッドサイズ小型化を実現
-20%(当社従来品比)
- KaVo独自のトリブルギアシステム
- 3ホールスプレー
- 優れたチャック保持力
- 交換可能なスプレー水フィルター
- 熱水消毒可能
- オートクレープ滅菌可能

トリブルギアシステム



KaVo master series

-20%




販売名:マスターマティック
一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器認証番号: 225AIBZX00026000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

Oral Camera


KaVo ダイアグノカム Vision Full HD

3 in 1 ショット -
1回の撮影で3種類の診断画像を同時に得る


- X線フリーでう蝕が見える(※トランスイルミネーションモード)
- Full HD でいつでも鮮明な画像
- 歯科衛生士の方も使用可能
- 患者さんとの優れたコミュニケーションツール
- 優れた衛生コンセプト



口腔内カメラモード



トランスイルミネーションモード



フルオレッセンスモード



販売名:ダイアグノカム Vision Full HD
一般的名称: 歯科診断用口腔内カメラ 医療機器認証番号: 305AIBZX00001000 管理医療機器

Surgery Unit

マスターサージ LUX

簡単操作・高トルク・精度がもたらす安心感

- 優れた操作性を実現するタッチパネルスクリーン、ワイヤレスフットコントローラ、データの記録機能などが標準装備
- 最大10 プログラムの設定と各プログラムごとに最大10 ステップの設定(10×10)
- ワンタッチオートキャリブレーション機能により、回転数とトルクを正確に制御し、高い信頼性を実現
- 世界最小・最軽量クラスのサージカルモーター イントラ LUX S600 LED による高い回転性能




販売名:マスターサージ
一般的名称: 電動式身手術器械
医療機器認証番号: 227AIBZX00031000
管理医療機器

Intra Oral Scanner

プランメカ Emerald™ S

オールマイティーな口腔内スキャナー

- 優れたスキャン精度とスピード
- 直観的で簡単使用
- 美しく、鮮やかで自然な色調
- 補綴からコンサルまで



販売名:プランメカ Emerald
一般的名称:チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット、デジタル印象採得装置、歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器認証番号:23000BZ100042000

Turbine

マスタートルク LUX M9000L

ハイパワー、静音設計、安全性と操作性

- ハイパワー31W*(+3.5bar時)
- ダイレクトストップテクノロジー
約1秒でバーの回転が停止
- サックバック0.000001bar以下
- 4ホールスプレー
- 高周波音を抑えた静音設計
- 選べるカラーバリエーション
- 交換可能なスプレー水フィルター
- 他社カプリングモデルあり(シロナカプリング用)

KaVo master series



シルバー チョコレートブラウン アンズラサイト

販売名:マスタートルク
一般的名称: 歯科用ガス圧式ハンドピース
医療機器認証番号: 225AIBZX00056000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

Air Polishing

プロフィーフレックス 4

健康な歯と明るい笑顔のために

- 先端のノズルを交換するだけで歯肉縁上および歯肉縁下両方のクリーニングが可能
- 水とパウダーの混合噴霧システムを採用
パウダーの飛散を防ぎ、歯面に優しいクリーニングを実現
- 術者に合わせてグリブスリーブの長さが変更可能



販売名:プロフィーフレックス 4
一般的名称: 電動型機器被膜歯面清掃用
医療機器認証番号: 230AIBZX00026000
管理医療機器

Articulator

プロター evo 7

精度の高いスプリットキャストシステム咬合器

- 高精度の補綴装置を作製するための優れた精度と互換性
- 歯科医師と技工士の連携を支援
- 様々な作業を可能にする操作性に優れたデザイン



販売名:プロター evo 7
一般的名称: 歯科用咬合器
医療機器届出番号: 27B2X00359001002
一般医療機器

KAVO PLANMECA

カボ プランメカ ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川14-7-35 御殿山トラストタワー

TEL.03-6840-2400 FAX.03-6866-7481

お問合せ先 TEL.0800-100-6505(フリーコール)

<https://www.kavo.co.jp>